

TAN Test Kit

潤滑油の全酸価を試験するポータブルミニラボ

Derived from ASTM D974 standard

GESERCO TAN テストキットは真のポータブル潤滑油分析のミニラボです。

GESERCO 全酸価(TAN)テストキットは、潤滑油を使用した機械の運用現場でオイル酸価指数 (AN) を判定するように設計されています。


テストは簡単、迅速に行えます。キットには詳細なテストおよび判定ガイドが含まれており、エンジニアは潤滑油を使用した機械のメンテナンスと寿命の延長のための意思決定を即座に行うことができます。



TAN – 全酸化

GESERCO TAN 検査キットは、酸化した潤滑剤の影響を回避できます。:


- 金属部品の腐食
- 潤滑部品の粘着とクランプ
- 配管内のグレーズおよびスラッジの産物



テスト原理

測定方法は、色の変化を誘発するために様々な試薬を油に添加することで行われます。

色を変えるために必要な試薬の量により、mg (KOH / g) 単位で TAN(酸価) 値を計算することができます。



オーダー情報

型名	用途	感度	テスト時間
TA9001	透明なオイル & ブラックオイル	0.05 mg KOH/g	15 分間
TA9302*	透明なオイル & ブラックオイル	0.2 mg KOH/g	5 分間
PP9104	補充用パック – 50 TAN テスト用		

*段ボールに収納されて納品されます。

キットは強く軽いアルミケースに収納されています。
寸法: 47cm x 42 cm x 13 cm
重量: 7 kg

このキットには、別途記載がない限りすべてのツール、アクセサリー、50回のテストに必要な試薬が含まれています。

GESERCO(ジェセルコ)社 会社紹介

1973年の創業以来 GESERCO 社は幅広い範囲で迅速に潤滑油の状態をモニターするキットを設計、製造しています。全世界で使用可能な GESERCO 製品は、それらがエンジンオイル、油圧作動油や機械加工油、切削油など、あらゆる鉱物油、合成油およびバイオ潤滑油の状態監視等の保守に最適です。

マキシメーター・フルード・テクノロジー株式会社
〒104-0031 東京都中央区京橋 2-5-2 京橋東邦センタービル 3F
電話番号 : 03-3562-7787 FAX : 03-3562-7780 [URL:http://www.maximator.co.jp](http://www.maximator.co.jp)

MAXIMATOR®
Maximum Pressure.

仕様は予告なく変更される場合がございます。 BRO.TAN.GB 2020/04